

Mélangeur Sous Vide Dentaire Pour Petit Laboratoire Avec Pompe À Vide

Numéro d'article: ZB06



Introduction

Mélangeur sous vide dentaire pour laboratoires avec pompe à vide sans huile, capacité de 500 ml, vibration réglable, mélange sans bulles et préparation fiable de matériaux de revêtement phosphatés, d'agar, de plâtre et de matériaux de coulée pour des modèles denses et précis.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage principal
Préparation de matériaux de revêtement phosphatés dentaires	Mélanger sous vide les matériaux de revêtement dentaires à base de phosphate avant leur utilisation dans les processus de fabrication de modèles et de coulée.	La réduction de l'emprisonnement d'air contribue à améliorer le comportement au remplissage et la densité des modèles.
Fabrication de modèles dentaires en plâtre	Préparer des mélanges de plâtre pour modèles dentaires grâce à un mélange contrôlé et à une vibration réglable.	Favorise la production de modèles plus uniformes et compacts, comportant moins de vides visibles.
Préparation de matériaux de revêtement et de coulée à base d'agar	Traiter des matériaux à base d'agar dans un environnement sous vide lorsque l'air emprisonné pourrait affecter le remplissage et la qualité de surface.	Améliore la pénétration du matériau dans les formes détaillées et les cavités.
Processus de coulée en laboratoire dentaire	Intégrer le mélange sous vide à l'étape de préparation des matériaux utilisés dans les processus de coulée dentaire.	Fournit une méthode de préparation reproductible pour obtenir des résultats ultérieurs homogènes.
Recherche en laboratoire sur de petits lots	Préparer des quantités limitées de matériaux de revêtement, de plâtre, d'agar et de matériaux de coulée associés pour des essais ou le développement de processus.	Les réservoirs plus petits en option permettent d'adapter la capacité à la taille du lot et de réduire l'utilisation inutile de matériaux.
Formation dentaire et enseignement technique	Démontrer les principes du mélange sous vide, de la vibration et de la préparation des matériaux dans les laboratoires pédagogiques.	Offre un contrôle visible et réglable du processus dans une unité de laboratoire compacte.

Paramètre	Spécification
Référence du produit	ZB06
Type de produit	Mélangeur sous vide dentaire de laboratoire avec pompe à vide
Fonction principale	Mélange et vibration sous vide de matériaux de revêtement et de coulée dentaires
Matériaux compatibles	Matériaux de revêtement dentaires à base de phosphate, agar, plâtre et matériaux de coulée associés

Paramètre	Spécification
Réservoir de mélange standard	500 ml
Réservoirs de mélange optionnels	250 ml et 350 ml, personnalisables
Volume utile	500 ml
Degré de vide	≤0,085 Mpa
Type de pompe à vide	Pompe à vide sans huile
Vitesse de mélange	270 tr/min
Mode de vibration	Réglage continu
Puissance	110 W
Alimentation électrique	220 V CA, 50 Hz
Dimensions hors tout	Longueur x largeur x hauteur : 350 x 320 x 580 mm
Poids	25 kg