

Applicateur De Film Humide Et Plaque De Revêtement En Verre De Laboratoire

Numéro d'article: TB14



Introduction

Plaque de revêtement en verre de laboratoire et applicateur de film humide pour une préparation uniforme des films, une fixation sécurisée des échantillons, un revêtement stable, un nettoyage simple et une évaluation économique des revêtements de laboratoire dans divers flux de recherche et applications d'essais de matériaux, avec une manipulation fiable et reproductible dans les laboratoires exigeants.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage principal
Préparation de papier couché	Utiliser la plaque en verre et la pince fournie pour maintenir le papier lors de la préparation d'un film de revêtement humide. Les formats disponibles de 110 x 180 mm, 160 x 280 mm et 230 x 340 mm conviennent à différentes tailles d'échantillons de papier.	Fournit une surface stable et définie pour préparer des échantillons de revêtement uniformes avec un positionnement contrôlé du substrat.
Préparation de films humides en laboratoire	Préparer des films humides de petit format sur une zone de travail plane en verre pour les études de revêtement en laboratoire et les travaux comparatifs sur échantillons.	Offre une méthode simple et économique pour produire des films d'essai uniformes sans équipement complexe.
Évaluation des formulations de revêtement	Appliquer des revêtements sur des substrats en papier fixés et comparer des échantillons préparés dans des conditions de travail similaires.	Favorise une manipulation reproductible des échantillons et une comparaison visuelle ou de procédé plus directe.
Revêtement de feuilles plastiques noires	Utiliser le format 180 x 480 mm pour le revêtement de feuilles plastiques noires, comme spécifié pour cette configuration.	Fournit une zone de travail plus longue adaptée à l'application désignée sur feuille plastique noire.
Flux de recherche sur les matériaux	Intégrer l'unité dans des flux de travail de paillasse nécessitant une surface plane en verre, un matériau d'essai maintenu fermement et un nettoyage facile après utilisation.	Améliore l'efficacité de la manipulation quotidienne tout en conservant une méthode de préparation accessible et économique.
Enseignement en laboratoire et développement de méthodes	Démontrer les procédures de base de préparation des revêtements et de fixation des substrats à l'aide d'une surface en verre visible et d'un dispositif de serrage manuel.	Rend le processus de revêtement facile à comprendre, à inspecter et à nettoyer entre les activités expérimentales.

Paramètre	Spécification
Modèle	TB14
Type de produit	Plaque de revêtement en verre de laboratoire et applicateur de film humide
Construction	Plaque en verre fixée sur une plaque en plastique spécial
Épaisseur de la plaque en verre	8 mm
Surface en verre	Plaque en verre à haute planéité
Structure de support	Structure de support en caoutchouc
Conception antidérapante	Pieds antidérapants en caoutchouc

Paramètre	Spécification
Maintien de l'échantillon	Une pince en acier fixe le papier d'essai pendant le revêtement
Description de la pince	Pince électroplaquée
Zone de travail	Égale aux dimensions de la plaque en verre
Méthode d'utilisation	Le matériau d'essai est fixé avec la pince fournie pendant le revêtement
Nettoyage	Surface de travail en verre facile à nettoyer

Configuration	Taille de la plaque en verre	Matériau de revêtement prévu
Configuration TB14 pour revêtement du papier 1	110 × 180 mm	Revêtement du papier
Configuration TB14 pour revêtement du papier 2	160 × 280 mm	Revêtement du papier
Configuration TB14 pour revêtement du papier 3	230 × 340 mm	Revêtement du papier
Configuration TB14 pour feuilles plastiques noires	180 × 480 mm	Revêtement de feuilles plastiques noires