

Système De Contrôle Centralisé À Distance Pour L'observation D'essais En Laboratoire

Numéro d'article: DA12



Introduction

Système de contrôle centralisé à distance avec caméra de visualisation de 2 mégapixels, ordinateur I5, mémoire 8 Go, stockage 1 To, ensemble de boutons de contrôle en salle de commande et alimentation AC 220V 3KW pour l'observation documentée d'essais dans des environnements nécessitant une surveillance visuelle de l'état des échantillons depuis une salle de contrôle centralisée.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Tests de recherche sur les cellules de batterie	Observer l'état visible de l'échantillon à travers une fenêtre de visualisation d'équipement lors de tests en laboratoire liés aux batteries.	Prend en charge l'observation visuelle enregistrée sans nécessiter une visualisation directe continue sur le lieu de l'équipement.
Évaluation des matériaux avancés	Surveiller les échantillons soumis à une évaluation en laboratoire où la condition visible est pertinente pour le processus de test.	Fournit un point d'observation défini basé sur une caméra au niveau de la fenêtre de visualisation.
Observation des processus thermiques	Enregistrer l'état visible des spécimens dans un équipement équipé d'une fenêtre de visualisation lors de tests thermiques ou de processus.	Intègre l'observation des échantillons d'essai dans un dispositif de surveillance centralisé.
Recherche sur les matériaux céramiques	Observer les pièces d'essai en céramique lors de procédures de recherche nécessitant des contrôles de condition visuelle.	Prend en charge la visualisation documentée de l'état de l'échantillon depuis la configuration de la salle de contrôle.
Développement de la métallurgie des poudres	Surveiller les spécimens lors d'essais de développement en laboratoire où l'observation des échantillons par fenêtre est requise.	Relie le lieu de visualisation de l'échantillon à un ordinateur de contrôle de surveillance dédié.
Expériences de laboratoire académiques	Soutenir l'observation supervisée et l'enregistrement des conditions des échantillons d'essai dans des environnements de recherche universitaires ou institutionnels.	Fournit un agencement spécifié et centralisé pour les opérateurs et les équipes de recherche.
Installations de test en science des matériaux	Utiliser le système de caméra pour observer et enregistrer le comportement visible de l'échantillon lors de flux de travail de test contrôlés.	Consolide l'observation par caméra et le contrôle par boutons au sein d'une installation organisée.

Paramètre	Spécification
Numéro d'article	DA12
Fonction du produit	Système de caméra pour observer et enregistrer l'état des échantillons d'essai
Caméra	2 mégapixels, installée devant la fenêtre de visualisation de l'équipement
Ordinateur de contrôle de surveillance	Ordinateur de marque, I5, mémoire 8 Go + stockage 1 To
Alimentation électrique	AC 220V 3KW
Contrôle centralisé	Équipé d'un ensemble de boutons, consolidé dans la salle de contrôle
Couleur de l'armoire	Surface à texture orange RAL7035