

Presse Hydraulique De Laboratoire Chauffante 24T 30T 60T

Avec Plaques Chauffantes Pour Laboratoire

Numéro d'article: PCH



Introduction

Presses hydrauliques de laboratoire de haute qualité pour une préparation d'échantillons précise. Choisissez des modèles automatiques ou chauffants pour la recherche sur les matériaux, la pharmacie et plus encore. Obtenez un devis dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle de l'instrument	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
Plage de pression	0-24,0 tonnes	0-30,0 tonnes	0-30,0 tonnes
Diamètre du piston	95 mm (d) dans un cylindre d'huile chromé	110 mm (d) dans un cylindre d'huile chromé	150 mm (d) dans un cylindre d'huile chromé
Structure globale principale	Équipement sans connexions scellées pour réduire les points de fuite d'huile	Équipement sans connexions scellées pour réduire les points de fuite d'huile	Équipement sans connexions scellées pour réduire les points de fuite d'huile
Température de chauffage du moule	Température ambiante-300,0C/500,0C	Température ambiante-300,0C/500,0C	Température ambiante-300,0C/500,0C
Méthode d'isolation	Panneau isolant importé	Panneau isolant importé	Panneau isolant importé
Méthode de refroidissement	Refroidissement rapide avec refroidissement par eau [machine de refroidissement par eau en option]	Refroidissement rapide avec refroidissement par eau [machine de refroidissement par eau en option]	Refroidissement rapide avec refroidissement par eau [machine de refroidissement par eau en option]
Taille de la plaque chauffante	100×100 mm (M×N) avec chanfrein	200×200 mm (M×N)	180×180 mm (M×N)
Taille de l'hôte	245×175×500 mm (K×P×H)	405×260×525 mm (K×P×H)	405×260×525 mm (K×P×H)
Dimensions	500×175×500 mm (L×l×H)	950×260×525 mm (L×l×H)	950×260×525 mm (L×l×H)
Alimentation	600 W (220V/110V personnalisable)	1200 W (220V/110V personnalisable)	1000 W (220V/110V personnalisable)
Poids	60 Kg	180 Kg	180 Kg