

Presse Hydraulique Chauffante Automatique Divisée Avec Plateaux Chauffants

Numéro d'article: PCSE



Introduction

Presse de laboratoire chauffante automatique divisée KINTEK : Presse hydraulique de précision avec chauffage à 300°C pour une préparation d'échantillons efficace. Idéale pour les laboratoires de recherche.

[En savoir plus](#)

Modèle de l'instrument	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
Plage de pression	0-40,0 tonnes	0-30,0 tonnes
Processus de pressurisation	Pressurisation programmée - Maintien programmé - Relâchement de pression temporisé	Pressurisation programmée - Maintien programmé - Relâchement de pression temporisé
Température de chauffage du moule	Température ambiante-300,0°C	Température ambiante -300,0°C / 500,0°C (Optionnel)
Méthode d'isolation	Panneau d'isolation importé	Panneau d'isolation importé
Méthode de refroidissement	Refroidissement rapide par eau [machine de refroidissement par eau en option]	Refroidissement rapide par eau [machine de refroidissement par eau en option]
Taille du plateau chauffant	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
Taille de l'unité principale	500×480X650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
Dimensions hors tout	850×480X650mm (L×W×H)	700×400×600mm (L×W×H)
Alimentation électrique	5500W (220V/110V personnalisable)	3500W (220V/110V personnalisable)
Poids	480 Kg	280 Kg