

Presse Hydraulique Chauffante Automatique Avec Plaques Chauffantes Pour Laboratoire

Numéro d'article: PCAH



Introduction

Presse thermique de laboratoire automatique KINTEK : chauffage de précision, contrôle programmable et refroidissement rapide pour une préparation d'échantillons efficace. Améliorez la productivité de votre laboratoire dès aujourd'hui !

[En savoir plus](#)

Modèle d'instrument	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
Plage de pression	0-25,0 tonnes	0-25,0 tonnes	0-30,0 tonnes	0-40,0 tonnes
Processus de pressurisation	Pressurisation programmée - Maintien programmé - Décompression temporisée	Pressurisation programmée - Maintien programmé - Décompression temporisée	Pressurisation programmée - Maintien programmé - Décompression temporisée	Pressurisation programmée - Maintien programmé - Décompression temporisée
Température de chauffage du moule	Température ambiante- 300,0°C/500,0°C	Température ambiante- 300,0°C/500,0°C	Température ambiante- 300,0°C/500,0°C	Température ambiante-300,0°C
Méthode d'isolation	Panneau isolant importé	Panneau isolant importé	Panneau isolant importé	Panneau isolant importé
Méthode de refroidissement	Refroidissement rapide avec refroidissement par eau [machine de refroidissement par eau en option]	Refroidissement rapide avec refroidissement par eau [machine de refroidissement par eau en option]	Refroidissement rapide avec refroidissement par eau [machine de refroidissement par eau en option]	Refroidissement rapide avec refroidissement par eau [machine de refroidissement par eau en option]
Taille du plateau chauffant	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400×400mm(M×N)
Dimensions	300×390×560mm(L×l×H)	300×390×560mm(L×l×H)	400×490×580mm(L×l×H)	500×550×620mm(L×l×H)
Alimentation	1700 W (220V/110V personnalisable)	1700 W (220V/110V personnalisable)	3500 W (220V/110V personnalisable)	5500 W (220V/110V personnalisable)
Poids	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg