

Presse Hydraulique Automatique De Laboratoire Presse À Granulés De Laboratoire

Numéro d'article: PCEA



Introduction

Améliorez votre laboratoire avec la presse de laboratoire automatique de KINTEK - précision, efficacité et polyvalence pour une préparation supérieure des échantillons. Explorez les modèles maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle de l'instrument	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Gamme de pression	0,2-12,0 tonnes	1-20.0 tonnes	1-30.0 tonnes	1-40.0 tonnes	1-60.0 tonnes	1-100,0 tonnes	1-150.0 tonnes
Conversion de la pression	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule.						
Ecran	Écran LCD de 4,3 pouces				Écran LCD 7 pouces		
Boutons en métal	Contacts plaqués argent avec une durée de vie de plus de 100 000 fois						
Protection de l'équipement	Plaque de protection en acier avec porte en verre organique						
Interrupteur de fin de course	Décharge automatique de la pression lorsque le cylindre à huile atteint la hauteur limite						
Course du cylindre (T)	30 mm			50 mm			
Taille de l'espace (M×N)	110×140 mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180 mm	185×220mm	185×250mm	200×260 mm
Dimensions extérieures (L×L×H)	185×320×360 mm	230×390×420mm	230×390×420mm	280×460×550mm	300×520×580mm	330×580×620mm	400×620×620mm
Alimentation électrique de l'équipement	240W (220V/110V peuvent être personnalisés)	550W (220V/110V peut être personnalisé)				1500W (220V/110V peut être personnalisé)	
Poids de l'équipement	50 kg	90 kg		150 kg	180 kg	240Kg	380 kg