

Presse Hydraulique De Laboratoire Automatique - Machine À Pastilles De Laboratoire

Numéro d'article: PCEA



Introduction

Améliorez votre laboratoire avec la presse automatique KINTEK : précision, efficacité et polyvalence pour une préparation d'échantillons supérieure. Découvrez nos modèles dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle de l'instrument	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Plage de pression	0,2-12,0 tonnes	1-20,0 tonnes	1-30,0 tonnes	1-40,0 tonnes	1-60,0 tonnes	1-100,0 tonnes	1-150,0 tonnes
Conversion de pression	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule						
Affichage	Écran LCD de 4,3 pouces				Écran LCD de 7 pouces		
Boutons métalliques	Contacts argentés avec une durée de vie de plus de 100 000 utilisations						
Protection de l'équipement	Protection par plaque d'acier avec porte en verre organique						
Interrupteur de fin de course	Décharge automatique de la pression lorsque le cylindre d'huile atteint la hauteur limite						
Course du cylindre (T)	30 mm			50 mm			
Dimensions de l'espace (M×N)	110×140 mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180 mm	185×220 mm	185×250 mm	200×260 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	185×320×360 mm	230×390×420 mm	230×390×420 mm	280×460×550 mm	300×520×580 mm	330×580×620 mm	400×620×620 mm
Alimentation de l'équipement	240 W (220 V/110 V personnalisable)	550 W (220 V/110 V personnalisable)				1500 W (220 V/110 V personnalisable)	
Poids de l'équipement	50 kg	90 kg		150 kg	180 kg	240 kg	380 kg