

Presse Hydraulique Chauffante Avec Plateaux Chauffants Pour Boîte À Vide De Laboratoire

Numéro d'article: PCV



Introduction

La presse de laboratoire hydraulique chauffante KINTEK avec boîte à vide assure une préparation précise des échantillons. Compacte, durable et dotée d'un contrôle numérique de la pression pour des résultats supérieurs.

[En savoir plus](#)

Modèle de l'instrument	PCV-10T1818	PCV-10T2020
Plage de pression	0-10,0 tonnes	0-10,0 tonnes
Processus de pressurisation	Pressurisation manuelle	Pressurisation manuelle
Température de chauffage	Maximum 500°C	Maximum 500°C
Plateau chauffant	180×180mm	200×200mm
Matériau de la boîte à vide	SUS 304 (acier inoxydable)	SUS 304 (acier inoxydable)
Taille du studio	400×400×400mm	400×100×400mm
Taille de la porte	300×350mm	300×350mm
Degré de vide	-0,1MPa	-0,1MPa
Dimensions	450×550×850 (L×l×H)	450×550×850 (L×l×H)
Alimentation électrique	220V 50Hz (peut supporter 110V)	220V 50Hz (peut supporter 110V)