

Presse À Moule Cylindrique De Laboratoire Avec Balance

Numéro d'article: PCMC



Introduction

Le moule à presse cylindrique de KINTEK assure un traitement précis des matériaux grâce à une pression uniforme, des formes polyvalentes et un chauffage optionnel. Idéal pour les laboratoires et les industries. Obtenez des conseils d'experts maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle d'instrument	PCMC
Forme de l'échantillon	
Chauffage de la matrice	Acier à outils allié :Cr12MoV
Dureté du pénétrateur	HRC60-HRC62
Taille de l'échantillon	Φ10Φ12Φ13Φ15Φ18Φ20 mm (M)
Profondeur de la cavité	100 mm (N)
Dimensions de la cavité	Φ53*220mm(L*H)
Poids	4,8 kg
Diagramme de la taille de la presse à poudre hydraulique	