

Manuel De Laboratoire Microtome Slicer For Tissue Sectioning

Numéro d'article: PT10



Introduction

Trancheur manuel de précision pour les laboratoires : Obtenez une préparation précise et cohérente des échantillons grâce à une coupe réglable de haute précision. Idéal pour la recherche, l'alimentation et l'industrie.

[En savoir plus](#)

Modèle de l'instrument	PT10
Matériau du moule	3Cr13 (acier inoxydable trempé)
Taille des tranches	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
Dimensions générales	120*200*280mm (L*L*H)
Poids de l'équipement	10 kg

Diagramme des dimensions de la machine