

Presse Hydraulique À Chaud De Laboratoire Pour La Recherche Sur Les Batteries À État Solide

Numéro d'article: MY04



Introduction

Découvrez notre presse hydraulique à chaud compacte pour la recherche sur les batteries à état solide. Obtenez un compactage thermique précis jusqu'à 500 °C et 5 tonnes avec une stabilisation automatique de la pression et un refroidissement par eau. Idéale pour la consolidation d'électrolytes, le laminage d'électrodes et la synthèse de polymères en laboratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre technique	Spécification
Modèle	MY04
Température de travail du plateau	0 - 500 °C
Puissance de chauffage	1500 W
Dimension du plateau	180 mm × 180 mm
Plage de pression de travail	0 - 5 T (Tonnes)
Précision du contrôle de la pression	±0,05 T
Gestion de la pression	Maintien automatique de la pression et réapprovisionnement
Méthode de refroidissement du plateau	Refroidissement par eau à circulation
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Dimensions de l'équipement	290 mm × 290 mm × 420 mm
Poids	90 kg