

Presse Hydraulique De Laboratoire 2T Presse À Granuler De Laboratoire Pour Kbr Ftir

Numéro d'article: KT-KBP



Introduction

Presse hydraulique de laboratoire KINTEK 2T pour la préparation précise d'échantillons FTIR, la création de pastilles KBr durables et les tests de matériaux polyvalents. Idéale pour les laboratoires de recherche.

[En savoir plus](#)

Modèle	PCKBR-2T
Pression de travail (T)	0-2 (30Mpa)
Diamètre du piston	Φ45mm
Stabilité de la pression	≤1MPa/10min
Diamètre de l'établi	Φ45mm
Nombre de colonnes	Deux
Espace de travail (L×P)	54×55 mm
Dimensions (L×L×H)	100×220×220 mm
Poids (kg)	4,8 kg