

Presse Hydraulique De Laboratoire Pour Boîte À Gants

Numéro d'article: PCG



Introduction

Presse de laboratoire de précision pour boîtes à gants : Conception compacte et étanche avec contrôle numérique de la pression. Idéale pour le traitement des matériaux en atmosphère inerte. A découvrir dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle de l'appareil	PCG-25T1818	PCG-25T2020
Gamme de pression	0-25T	0-25T
Processus de pressurisation	Programmer la pressurisation - programmer la décharge de pression temporisée	Pressurisation programmée - décompression programmée
Temps de maintien de la pression	0-999.59 (secondes)	0-999.59 (Secondes)
Température de chauffage	Jusqu'à 500°C	Jusqu'à 500°C
Plaque chauffante	180×180mm	200×200mm
Poignée de boîte à gants	St's 304	St's 304
Taille du studio	780×650×700mm	780×650×700mm
Taille de la cabine de transition	Φ240×260mm	Φ240×260mm
Degré de vide	-0,1MPa	-0,1MPa
Taille de l'ensemble de la machine	1200×950×1800mm (L×L×H)	1200×950×1800mm (L×L×H)
Alimentation électrique	220V 50Hz	220V 50Hz