

Moule À Pression Bidirectionnel Carré Pour Laboratoire

Numéro d'article: PMS-F



Introduction

Réalisez un moulage de poudre de haute précision avec le moule à pression bidirectionnel carré de KINTEK pour des résultats de laboratoire supérieurs. Explorer maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle de l'instrument	PMSY
Capacités de forme de l'échantillon	
Matériau de la matrice	Acier à outils allié : Cr12MoV
Dureté du pénétrateur	HRC60-HRC62
Taille standard des échantillons (personnalisable)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 mm (M)
Profondeur de la cavité	40 mm (N)
Dimensions de l'échantillon	Φ88*175mm(L*H)
Poids	3,0 kg
Diagramme des composants du moule de la presse à poudre hydraulique	