

Moule De Presse À Pastilles De Poudre Pour Laboratoire Ftir Avec Anneau Plastique Kbr Pour Xrf

Numéro d'article: PMXP



Introduction

Moule de presse à pastilles de poudre pour XRF avec anneaux plastiques pour une préparation d'échantillon précise. Obtenez des pastilles uniformes grâce à une construction durable en acier à outils allié. Tailles personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Modèle d'instrument	PMXP
Forme de l'échantillon pressé	
Température de chauffage	Température ambiante - 300°C (Note : pour utilisation avec des presses de laboratoire chauffantes ou des variantes de moules chauffés)
Matériau du moule	Acier à outils allié
Taille de l'échantillon	Φ25mm (d)
Épaisseur de l'échantillon	15, 25, 50, 100, 250, 500 µm (utilisant 6 anneaux quantitatifs)
Dimension externe	200*60mm (D*H)
Alimentation électrique	220V/300W (Note : pertinente pour les variantes de presse chauffante ou de moule chauffé associées)
Diagramme des dimensions	