

Xrf Kbr Steel Ring Lab Powder Pellet Pressing Mold For Ftir (Moule De Pressage De Poudres De Laboratoire À Anneau En Acier)

Numéro d'article: PMXS



Introduction

Moule à pastilles XRF de précision en acier pour la préparation d'échantillons en laboratoire. Durable et efficace, il garantit une analyse XRF précise. Tailles personnalisées disponibles. Commandez dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle d'instrument	PMXS
Forme de l'échantillon	
Matériau du moule	Acier à outils allié : Cr12MoV
Dureté du pénétrateur	HRC60-HRC62
Taille de l'échantillon	Φ32mm, Φ40mm (M)
Profondeur de la cavité	45 mm (N)
Dimensions de l'échantillon	Φ73*133mm (L*H)
Poids	3,2 kg
Diagramme de la taille de la presse à poudre hydraulique	